

ZUBEHÖR GASANALYSATOR

für Kanister, Flaschen, Dosen und Kleinstverpackungen



Can-Piercer

Unverzichtbar zur Kopfraumanalyse von Kanistern, Flaschen und Dosen ist der WITT Can-Piercer.

Sichere Arretierung und einfache Handhabung garantieren optimale Qualitätskontrollen auch für Kanister, Flaschen und Dosen mit Metall- oder Kunststoffverschlüssen.

Der Can-Piercer kann bis zu einer maximalen Kanister-, Flaschen- bzw. Dosenhöhe von 405 mm angepasst werden. Der integrierte Nadelschutz und die stabilen Nadeln verhindern Nadelbruch.

Material: Edelstahl / Aluminium

Gewicht: 3,8 kg (ohne OXYBABY®)

Abmessungen (HxBxT): 607 x 150 x 230 mm (ohne OXYBABY®)

Für OXYBABY® M+, OXYBABY® 6.0, MAPY und PA geeignet.



OXYBABY® Aquacheck

Für Kleinstverpackungen mit weniger als 2 ml Messgasvolumen ist der OXYBABY® Aquacheck ideal.

Hierbei wird im Wasserbad das Gasvolumen von zwei oder mehr Packungen aufgefangen und ist somit für das OXYBABY® analysierbar.

Material: Edelstahl

Den OXYBABY® Aquacheck gibt es mit oder ohne Wasserbadbehälter.

Für OXYBABY® M+ und OXYBABY® 6.0 geeignet.

Weitere Ausführungen und Optionen sowie Zubehör auf Anfrage.

ZUBEHÖR GASANALYSATOR

für Kanister, Flaschen, Dosen und Kleinstverpackungen



Can-Piercer: Anwendung in der Praxis

Bestell-Nr.	Nadellänge in mm	Kanister-, Flaschen-, Dosenhöhe	Flaschenaufnahme	Überdruck	Umrüstung möglich	Verwendung
590000936	5,5 mm	405 mm		x <1 bar(Ü)	x	Getränkedosen (ohne Gas / ohne Überdruck) z.B. Saft
590000935	8,5 mm	405 mm	x	x >1 bar(Ü)	x	Flaschen-, Getränkedosen (mit Gas / mit Überdruck) z.B. Cola, Mineralwasser
auf Anfrage	18,5 mm	405 mm	x	x <1 bar(Ü)	x	Kanister (ohne Gas / ohne Überdruck) z.B. Öl

Achtung:

Die richtige Ausführung der benötigten Can-Piercer Variante richtet sich nach

- der Beschaffenheit der zu analysierenden Flüssigkeiten,
- dem vorherrschenden Überdruck in den Flaschen / Dosen,
- dem Volumen des vorhandenen Kopfraums der Flaschen / Dosen,
- der Dicke der Verschlusskappe / Dosenwand

Unsere Empfehlungen:

Fall	Anwendung	Beispiel	Empfehlung
1	gashaltige Getränke	Cola, Mineralwasser, Limonaden, Bier usw.	590000935
2	nicht gashaltige Getränke	Säfte, Wein, Wassermix usw.	590000936
3	reine Druckmessung	aus der Dose oder Flasche	auf Anfrage

Nachrüstbare Bauteile, Ersatzteile:

Flaschenaufnahme	912202200
Kanisteraufnahme	auf Anfrage
Rohrverlängerung für Can-Piercer (Kanister)	auf Anfrage
Can-Piercer Aufnahme (Nadel 18,5 mm) (Kanister)	auf Anfrage
Can-Piercer Aufnahme (Nadel 8,5 mm)	966192000
Can-Piercer Aufnahme (Nadel 5,5 mm)	966192200
Can-Piercer Aufnahme (Druckmessung)	auf Anfrage
Nadelverbindung mit Filter u. RV.	956721700
Schlauch	800707500
Luer-Lock weiblich	800420800